




電源不要で どこでも観察可能 METAVION Wi-Fi

Wi-Fi式ポータブル金属顕微鏡



WiFi接続で
スマホ・タブレットに
リアルタイム表示




充電式で
完全ポータブル
電源不要



コンパクトで
持ち運び簡単
どこでも使用可能

球状黒鉛鑄鉄の観察例

(当社撮影画像)



スマホ・タブレット・パソコンで観察可能

スマートフォン、タブレット、パソコンのどれでも観察できます。
複数人での共有や記録にも便利です。



Wi-Fi接続で自由に

持ち運びが簡単で、いつでもどこでも
パッと観察ができます。



USBケーブルで 確実な安定接続

電波環境に左右されず、
長時間の観察も
安定しておこなえます。



選べる2つの接続スタイル

USBケーブル(付属)

主な仕様

型番	METAVION
品名	Wi-Fi式ポータブル金属顕微鏡
カメラ解像度	1280×1024
対物レンズ	PL 5倍
照明	白色LED 同軸落射照明 明るさ調節可能
視野範囲 (参考)	PL 5倍: 約0.61mm
対応OS	iOS / Android / Windows11/10 / Mac OSX10.6以上
その他	顕微鏡充電用・カメラ充電用ACアダプター、 USBケーブル、偏光板、接眼レンズWF10×、ハードケース
オプション	XYステージ (マグネット内蔵)、対物レンズ PL10倍、PL20倍

XYステージによる精密な観察 (オプション)



XY微動ステージ

観察位置を細かく調整。
見たい箇所をスムーズに確認できます。



磁気で直接固定

強力な磁気で金属面にしっかり固定。
振動やズレを抑え、安定した観察が
可能です。
平面はもちろん、曲面や大型ワークにも
対応。



八洲光学工業株式会社
YASHIMA OPTICAL CO., LTD.

〒351-0113 埼玉県和光市中央1-7-14 根本ビル2階
TEL 048-424-8818 / FAX 048-424-8966
MAIL yashima@microscope.co.jp / URL <http://www.microscope.co.jp>

