

# ヤシマ


# 單眼透過顯微鏡

(一型)

鏡基 Y A

研究用

顯微鏡寫真撮影用



構造 調節式超大型鏡筒、屈曲機能、

大型廻轉十字動載物机、

アツベ氏完全照光裝置、

アプラナート集光器(n.A.1.4)

齒輪式微動裝置(2ミクロン

指示) 四個用レボルベル

## 光學系組合セ

對物レンズ	接眼レンズ	倍 大 力	電 略
4×10× 40×100×	6×ミクロメータ 8×12×K20	24×～2000×	シ イ


YASHIMA  
TOKYO

ヤシマ

# 單眼透過顯微鏡

(五型)

鏡基 YD



動植物學、細菌學、臨床、

一般實驗用

構造 調節式鏡筒、屈曲機能、

簡式迴轉十字動載物机、簡式

照光裝置、二重鏡玉集光器

(n. A. 1. 2) 複橫桿式微動裝

置、三個用レボルベル、

## 光學系組合セ

對物レンズ	接眼レンズ	倍 大 力	電 略
10×40×100×	6×8×12×	6×~1200×	ヤイ



八洲光學工業株式會社

本社及工場 東京都杉並區方南町四七〇 電話中野(38)4135-8番  
大阪營業所 大阪市北區堂島ビル二階 電話北5890番

21.10.5