

Yashima


METAL MICROSCOPE

YME

構造

大型鏡柱、角型載物机（中央部 = dia. 40mm. ノ
圓孔ヲ有ス）調節式鏡筒、二重ローラー式完全微
動装置、二個用又ハ三個用レボルベル、プレーン
ガラス イルミネーター（6~8V 10W 電球付、
變壓器ヲ通ジテ電燈線ニ接続セシム）

（實用新案 第二六七四七六號）



製作一時中止

光學的組合セ

組合セ	ホイゲンス 接眼鏡	アクロマート 對物鏡	レボルベル	廓大力	定價	電略
ME 1	6×10×	M11×M37×	二個用	66×~370×	307.00	ヤフ
ME 2	6×8×12×	M6×M11×M37×	三個用	36×~444×	342.00	ヤコ

◎上記定價ニハ電球用變壓器ヲ含マズ、變壓器(100V2A) 定價

¥ 33.00

◎レンズノ組合ハ必要ニ應ジ如何様ニモ變更ナシ得。

Yashima

METAL

MICROSCOPE

YMD



構造

大型鏡柱鏡脚、屈曲機能(90°)調節式大型鏡筒、大型載物机(中央部 = dia. 40mm.ノ圓孔ヲ有ス、十字動載物机取付可能)マイエル氏齒輪完全微動装置(2ミロクン指示)兩側把手式載物机昇降装置、三個用又ハ四個用レボルベル、プレイングラスイルミネーター(6~8V 10W 電球付、變壓器ヲ通ジテ電燈線ニ接続セシム)

(實用新案 第二六七四七六號)

右掲寫眞ノ反射鏡ハ特ニ御希望
アル場合ニ限リ附屬致シマス

(實費 ¥ 8.00)



光學的組合セ

組合セ	ホイゲンス 接眼鏡	アクロマート 對物鏡	レボルベル	十字動 載物机	廓大力	定價	電略
MD 1	5×8×12×	M 6× M11× M37× 油浸M110×	四個用	B 型附屬	30×~1.320×	660.00	ヤ ヤ
MD 2	5×8×12×	M 6× M11× M37× 油浸M110×	四個用	ナ シ	30×~1.320×	605.00	ヤ マ
MD 3	5×8×12×	M 6× M11× M37×	三個用	ナ シ	30×~444×	517.00	ヤ ケ

◎上記定價ニハ電球用變壓器ヲ含マズ、變壓器(100V2A) 定價 ¥ 33.00

◎レンズノ組合ハ必要ニ應ジ如何様ニモ變更ナシ得。